



Lineal


Definición precisa




- Frecuencia de hasta **12.5 MHz**
- Visualización precisa para evaluación musculoesquelética y vascular
- Mejora de la aguja

Impulsado por **IA**


Mama - Carótida - MSK - Nervio - Vascular - Superficial - Tiroides




Medición automática de grasa subcutánea



Medición automática del espesor íntima-media



Hombro



Carótida



MSK



Tiroides



Mama



Carótida




Vascular

• Compatibilidad:

Teléfonos inteligentes, tablet y Laptop.

• Sistemas operativos:

Android , iOS , Windows y HarmonyOS.



Control por voz

Funciones de comando como ("Freeze", "Live", "Capture Image", etc...)